

YourTaq Hot Start PCR Mix, 2×



200 rxn of 50 µl

Artikel-Nr.: 350202201 | [biotechrabbit](#) | Herstellernummer: BR0202201

114,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

High-Fidelity: nein

Hot-Start: ja

Master Mix / Enzym: Master Mix

Multiplex: nein

PCR / RTPCR: PCR

PCR-Optimierung: Standard

Verpackung: 200 rxn of 50 µl

Optimierter Mastermix für hohe Ausbeute

- Hochreine Taq-Polymerase und dNTPs
- Resistent gegen PCR-Inhibitoren
- Exzellente Sensitivität und Spezifität