

## YourTaq Direct-Load Hot Start PCR Mix, 2×



200 rxn of 50 µl

Artikel-Nr.: 350202301 | [biotechrabbit](#) | Herstellernummer: BR0202301

**120,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Gel-Direktauftrag:** Gel-Direktauftrag

**High-Fidelity:** nein

**Hot-Start:** ja

**Master Mix / Enzym:** Master Mix

**Multiplex:** nein

**PCR / RTPCR:** PCR

**PCR-Optimierung:** Standard

**Verpackung:** 200 rxn of 50 µl

### Features

- Außergewöhnlich reine YourTaq Hot Start DNA Polymerase
- Optimierter Mastermix für erhöhte Amplifikationsausbeute und direkte Beladung des Gels
- Resistent gegen PCR-Inhibitoren zur direkten PCR-Amplifikation
- Hervorragende PCR-Spezifität und Sensitivität für ein breites Spektrum von Amplikons

### Applikationen

- Routine und anspruchsvolle PCR-Amplifikation bis zu 3 kb
- Geeignet zur Amplifikation von niedrigen Zielkopienzahl
- TA-Klonierung