

CAPITAL qRT-PCR Green Mix LRox, 4x



200 rxn of 20 µl

Artikel-Nr.: 350502401 | [biotechrabbit](#) | Herstellernummer: BR0502401

161,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Applikation: Interkalierender Farbstoff

Format: flüssig

Konzentration: 4x

ROX: Low Rox (im Mastermix)

Verpackung: 200 rxn of 20 µl

One-Step RT qPCR Mix

- 4x-Mix zur Quantifizierung von unterschiedlichsten RNA-Templates
- Höchste Sensitivität und Spezifität
- Auch als High/Low Rox Variante erhältlich