

CAPITAL qPCR Probe Mix, lyophilized, 4x



200 rxn of 20 µl

Artikel-Nr.: 350502601 | [biotechrabbit](#) | Herstellernummer: BR0502601

98,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Applikation: Sonde

Format: Lyophilisiert

Konzentration: 4x

ROX: kein

Verpackung: 200 rxn of 20 µl

Transport und Lagerung bei Raumtemperatur

- Bequemer Mastermix mit hoher Spezifität
- 4x-Mix für Single- und Multiplex-Applikationen
- Sensitiv – auch für low abundance Targets geeignet