

MYRA Multipurpose Loading Block

für z.B. 4 x 10 ml, 24 x 1.5/2.0 ml oder
24 x 0.5/0.6 ml Tubes (konisch/Flachboden)



1 Stück

Artikel-Nr.: 68MYRA-LBMP | Bio Molecular Systems



Preis auf Anfrage

Beschreibung

Verpackung: 1 Stück

Loading Block für verschiedene Tube-Formate

- 4 x 10 ml
- 4 x 5 ml
- 24 x 1.5/2.0 ml
- 24 x 0.5/0.6 ml
- 12 x 0.2 ml