


EasyPhor Medi Gelelektrophorese Kammer 3 GT

Bonus: 1x25 X-TRACTA II (611002), 200g Motivase,
1x125 g Biozym LE Agarose (840000PROMO)



1 Stück

Artikel-Nr.: A615166 | **Aktion**

461,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: Gelkammer mit Komplettzubehör

Format: 15 x 7 cm, 15 x 10 cm, 15 x 15 cm

Kategorie: DNA- und RNA-Elektrophorese

Produktlinie: EasyPhor H

Produkttyp: Medi System

Verpackung: 1 Stück

EasyPhor Medi Gelelektrophorese Kammer 3 GT

3 Gelträger (15 x 7, 15 x 10 und 15 x 15 cm)

Inkl. 2 Standard-Kämme mit 20 Zähnen (1 mm Stärke), 2 Gießdichtungen und Kontraststreifen zum einfacheren Beladen.

Bonus:

- X-Tracta-Gelbandenausstanzer (Art. Nr.: 611002)
- 1 x 125 g Biozym LE Agarose (Art. Nr.: 840000)
- 200 g Motivase