

Purified anti-human beta2-microglobulin

Mouse IgG1, kappa
A17082A

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B395702 | **BioLegend** | Herstellernummer: 395702

215,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: A17082A

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human beta2-microglobulin

Clone: A17082A

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: beta2M, beta2-M, beta2-microglobulin b2-M, b2M

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=16937>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>