

Purified anti-Thioredoxin 1

Mouse IgG1, kappa
4H12A59

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B658901 | **BioLegend** | Herstellernummer: 658901

81,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: IP, WB

Clone: 4H12A59

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 µg

Purified anti-Thioredoxin 1

Clone: 4H12A59

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Thioredoxin-1 (Trx1), Fip, FipA, TsnC, TrxA.

Size: 25 µg

Reactivity: E. coli

Format: PURE

App_Abbrev: WB, IP

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=9140>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>