

Capp multi Pipette, 16-Kanal, 0.2 - 2 µl

Mehrkanal-Pipette
variables Volumen

1 Stück

Artikel-Nr.: 650540 | AHN

895,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Kanäle: 16-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: Capp multi

Pipettenvolumen: bis 2 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen

Multichannel Pipette For 384-well Plates