

Capp multi Pipette, 64-Kanal, 0.5 - 10 µl

Mehrkanal-Pipette
variables Volumen

1 Stück

Artikel-Nr.: 650547 | AHN



1.616,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 64-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: Capp multi

Pipettenvolumen: bis 10 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen

Multichannel Pipette For 384-Well Plates