

ExpellPlus 384 Tips für CappAero Mehrkanalpipetten

steril

für 16-, 48-, 64-Kanal Pipetten

Packung à 10 Racks à 384 Tips



Artikel-Nr.: 670500 | **AHN**

409,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Spezialeigenschaften: für Capp Mehrkanal

Sterilität: steril

Verpackung: Packung à 10 Racks à 384 Tips

ExpellPlus 384 Tips für CappAero Mehrkanalpipetten

Sterile Low Retention Pipettenspitzen