

ExpellPlus 384 Filtertips für CappAero MKPipetten

steril, Volumen 0.2 - 50 µl
für 16-, 48-, 64-Kanal Pipetten

Packung à 10 Racks à 384 Tips



Artikel-Nr.: 670501 | [AHN](#)

461,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Pipettenspitzen Linie: Labcon

Spezialeigenschaften: für Capp Mehrkanal

Sterilität: steril

Verpackung: Packung à 10 Racks à 384 Tips

ExpellPlus 384 Filter-Tips für CappAero Mehrkanalpipetten

Sterile Low Retention Filterspitzen