


iStir HP 320 Hot Plate Stirrer

inkl. PT1000 und Stativ



1 Stück

Artikel-Nr.: 552697 | Biozym

227,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion
Digitaldisplay: ja
Heizfunktion: ja
Kategorie: Heizplatte
Max. Kapazität: 10 l
Oberfläche: Edelstahl
Plattform Durchmesser: bis 140 mm
Rührfunktion: ja
Verpackung: 1 Stück

Robuster Heizrührer mit Edelstahlplatte

- Maximales Rührvolumen von 10 Litern
- Einstellung der Heiztemperatur von Umgebungstemperatur auf max. 320 °C
- Variable Geschwindigkeitseinstellung von 200 bis 2.200 U/min in Schritten von 10 U/min
- Großer Timer-Bereich von 1 bis 999 Minuten & Endlosmodus