

Phosphate buffered saline (PBS), (Powder)

without Ca⁺⁺, Mg⁺⁺, or phenol red
Bitte fragen Sie die Verfügbarkeit an.

für 50 Liter



Artikel-Nr.: 882125-F | **Lonza** | Herstellernummer: BE15-516F

Preis auf Anfrage

Beschreibung

Eigenschaften: Pulvermedium
Kategorie: Zellkultur Reagenzien
Produkttyp: PBS
Verpackung: für 50 Liter

Basis-PBS-Pulver ohne Calcium und Magnesium zur Rekonstitution aller flüssigen PBS-Formulierungen

Dieses PBS-Pulver ohne Calcium und Magnesium ist in 50er Behältern erhältlich. Das Produkt ist nicht regelmäßig auf Lager und wird ggf. erst auf Anfrage produziert, so dass es zu Lieferzeiten von mehreren Wochen kommen kann.

Dieses BioWhittaker-Zellkulturreagens wird gemäß cGMP hergestellt und mit "For Further Manufacturing" (FFM) gekennzeichnet. GMP-Produkte sind nur für Forschungszwecke oder zur weiteren Herstellung bestimmt. DIESES PRODUKT IST NICHT FÜR DEN DIREKTEN THERAPEUTISCHEN GEBRAUCH BEI MENSCHEN BESTIMMT.