

APC anti-human/mouse CD266 (Fn14, TWEAK R)

Mouse IgG2b, kappa
ITEM-4

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B314107 | **BioLegend** | Herstellernummer: 314107

99,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: ITEM-4

Format: APC

Isotype: kappa, Mouse IgG2b

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 µg

APC anti-human/mouse CD266 (Fn14, TWEAK R)

Clone: ITEM-4

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other_Names: Fibroblast growth factor-inducible 14 kD protein (Fn14), TWEAK receptor, TNFRSF12A

Size: 25 µg

Reactivity: Human, Mouse

Format: APC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=17153>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>