

Color Sprout Plus Mini-Zentrifuge - hellgrün

Basiseinheit mit 2 SnapSpin-Rotoren



1 Stück

Artikel-Nr.: 552031 | Biozym

179,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Technische Spezifikationen

Max. Drehzahl 6000 rpm
Max. rel. Zentrifugalkraft 2000 x g
Netzspannung 230 V, 50/60 Hz (110 V-Version lieferbar)

SnapSpin-Rotorformate

Runder Rotor

6 x 1,5/2,0 ml Tubes
0,4/0,5 ml Tubes mit Adapter

Strip Rotor

2 x 8 Well 0,2 ml Strips
16 x 0,2 ml Tubes

Abmessungen

130 x 150 x 100 mm (B x T x H)

Beschreibung

Aktionsangebote: Herbstaktion

Farbe: hellgrün

Kapazität: 0.2 ml, 0.5 ml, 1.5/2.0 ml, 8 Well Strips (0.2 ml)

max. RCF (x g): bis 2000

Positionen (1.5/2.0 ml): 0 bis 8

Verpackung: 1 Stück

Inklusive Sprout Plus Zubehör

- Akzeptiert auch längere Tubes und Gefäße mit größerem Deckel und LidLock
- Power Button für sicheren Start und Stop
- SnapSpin Rotorwechsel in Sekunden, ganz ohne Werkzeug!
- Inkl. 2 SnapSpin™-Rotoren und Adapter für 0.2 bis 2.0 ml Tubes und 8 Well Strips
- 5 Jahre Garantie!