

PowerFeed A powder kit

1 x 50 Liter



Artikel-Nr.: 882400-F | [Lonza](#) | Herstellernummer: BE15-044F

4.480,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: CD, für Proteinproduktion, NAO, Pulvermedien Kit
Glutaminstatus: ohne L-Glutamin
Kategorie: Zellkultur Reagenzien
Produkttyp: CHO Feed-Medium
Verpackung: 1 x 50 Liter
Weitere Merkmale: Protein-frei

Chemisch definiertes und proteinfreies Powder Feed Kit zur Herstellung von 50 Liter flüssigem Feedmedium zur Optimierung des Zellwachstums

Vorteile:

- Optimiert für Lonza CHO-Zellkulturmedien ProCHO 4, 5 und PowerCHO 2
- Leicht skalierbar zur Unterstützung von Produktionsmengen mit hoher Dichte und großem Umfang
- Pulvermedien sorgen für die nötige Flexibilität nur das erforderliche Flüssigkeitsvolumen zu produzieren

Applikation:

- Proteinproduktion in hoher Ausbeute in CHO-Zellen

Lagerung:

- Basal Powder Komponente bei 2-8 °C
- Ferric Citrate Lösung bei 15-30 °C, LICHT GESCHÜTZT!

Dieses BioWhittaker-Zellkulturreagenz wird gemäß cGMP hergestellt und mit "For Further Manufacturing" (FFM) gekennzeichnet. GMP-Produkte sind nur für Forschungszwecke oder zur weiteren Herstellung bestimmt. DIESES PRODUKT IST NICHT FÜR DEN DIREKTEN THERAPEUTISCHEN GEBRAUCH BEI MENSCHEN BESTIMMT.