

## Matrix 2D Barcoded ScrewTop Tubes, 1.0 ml, steril

Innengewinde, konischer Boden, Polypropylene

Deckel: blau, Rack mit Barcode



5 Racks à 96 Röhrrchen/Karton

Artikel-Nr.: 593741BLU-BR | Thermo



**566,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Brand:** Matrix

**Codierung:** 2D-Barcode

**Farbe:** Deckel: blau

**Format:** Latch Rack mit Barcodes

**Passend für Rackformat:** SBS/96

**Produktart:** Gefäß mit Deckel

**Schraubdeckel / Stopfen:** Innengewinde

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** 5 Racks à 96 Röhrrchen/Karton

**Volumen:** 1.0 ml