

Matrix 2D Barcoded ScrewTop Tubes, 0.5 ml, WP, V

mit Deckel, farblos, Schreibfeld, Barcode-Rack

Deckel: farblos

ThermoFisher
SCIENTIFIC

5 Gestelle à 96 Röhrchen/Karton

Artikel-Nr.: 593744-WP-BR | Thermo

653,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Brand: Matrix

Codierung: 2D-Barcode, Rack mit Code, Schreibfeld

Format: Rack im SBS Format

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Sterilität: steril

Verpackung: 5 Gestelle à 96 Röhrchen/Karton

Volumen: 0.5 ml