

nUVa Clean - UV Pipette Carousel



1 Stück

Artikel-Nr.: 55P5590-E | **Benchmark** | Herstellernummer: P5590-E

415,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Verpackung: 1 Stück

Pipettenständer – dekontaminiert Pipetten

- Desinfiziert Pipettenschäfte mit UV (254 nm) in nur 28 Minuten
- Einfacher Workflow: Pipetten einstellen und Startknopf drücken
- Eliminiert / inaktiviert bis zu 99 % von Nukleinsäuren / mikrobiellen Kontaminationen
- Geeignet für alle Einkanal-Pipetten