

## Probenröhrchen 1.5 ml, farblos, steril, ohne LS

konisch, graduert, mit Schraubverschluss  
DNA-, DNase-, RNase- und Pyrogenfrei



2 Beutel à 250 Stück = 500 Stück

Artikel-Nr.: 710743 | Biozym

**92,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion

**Farbe:** farblos

**Form:** konisch

**Graduierung:** graduert

**Kategorie:** Probenröhrchen mit Schraubverschluss

**Verpackung:** 2 Beutel à 250 Stück = 500 Stück

**Volumen:** 1.5 ml

#### Sterile Probenröhrchen für die vielfältige und sichere Lagerung

- Besonders klare Probenröhrchen aus "Medical grade" Polypropylen
- Zertifiziert DNA-, DNase-, RNasefrei
- Frei von detektierbaren PCR Inhibitoren
- Zertifiziert frei von Pyrogenen
- Steril mit bereits aufgesetzten Deckeln
- Konische und freistehende Probenröhrchen Varianten mit und ohne Längsstege erhältlich
- Auch amberfarbene Röhrchen erhältlich
- Je nach Variante mit 100 µl Graduierung
- Bis > 20.000 g zentrifugierbar
- Von minus 196°C bis plus 121 °C einsetzbar (nicht geeignet für das Einfrieren in flüssigem Stickstoff)
- Einfach zu öffnen durch 3/4 Drehung