


Quantitas Pro DNA Marker 100 bp – 3 kb

100 Anwendungen

12 Banden, Referenzbanden bei 500 bp und 1.5 kb



1 x 500 µl

Artikel-Nr.: 617111 | Biozym

33,21 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Bandenanzahl: 12

Eigenschaften: quantitativ, ready-to-load

Kategorie: Elektrophorese

Produkttyp: DNA Marker

Trennbereich: 100 bp - 3 kb

Verpackung: 1 x 500 µl

Quantitative Molekulargewichtsmarker mit diskreten Referenzbanden, vorgemischt mit Ladepuffer und fix-und-fertig zur Auftragung auf Ihr Gel.

Die Vorteile:

- Präzise Bandmuster
- Klare Referenzbanden für leichte Identifizierung
- "Ready-to-use" – enthält bereits Ladepuffer
- Quantitativ
- Bei Raumtemperatur stabil
- Geeignet für alle Agarosen und Fertiggele

Die Daten:

- Konzentration: 54µg/500µl
- Größenbereich: 100 – 3.000bp
- Anzahl Banden: 12 Stück
- Referenzbanden bei: 500 und 1.500bp
- Optimales Ladevolumen: 5µl/Tasche
- Tracking Dye: Xylencyanol FF

Versandtemperatur: 15-30°C

Lagerbedingungen: Bis zum ersten Gebrauch bei -20°C lagern. Nach Anbruch bis zu 6 Monate auch bei +4°C haltbar. Bitte vermeiden Sie wiederholtes Auftauen und Einfrieren!

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

