

iFuge CS2P NXT Plate Zentrifuge

inkl. Swing-Out Rotor



1 Stück

Artikel-Nr.: 552645 | Biozym

998,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Display (LCD): ja
Drehzahlregelung/Timer: ja
Farbe: weiß
Kapazität: 96/384 Well Platte
Kategorie: Zentrifuge
max. RCF (x g): 560
Produktlinie: iFuge CS2P NXT
Verpackung: 1 Stück

Microplate-Swing Out Zentrifuge für 2 Mikrotiterplatten (96 & 384 Well, PCR und DeepWell)

- Kompatibel mit allen üblichen PCR-Platten
- 500 - 2200 rpm, Timer bis 999 min
- Digitales Display
- Dauerhaft wartungsfreier Brushless-Motor
- Sicherheitsfunktionen: Unwuchtdetektion und Lid Lock
- Bis zu 99 Anwender-spezifische Programme (Protokolle)