

High Speed Microcentrifuge

with 24 Place Rotor



1 Stück

Artikel-Nr.: 55C2409-E | **Benchmark** | Herstellernummer: C2409-E

2.750,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Display (LCD): ja

Drehzahlregelung/Timer: ja

Kapazität: 1.5/2.0 ml

Kühlung: ohne Kühlung

Positionen (1.5/2.0 ml): 13 bis 24

Verpackung: 1 Stück

High Speed Zentrifuge

- Geschwindigkeit: 500-15.000 rpm
- Max. RCF: 21.400 x g
- Beschleunigungszeit: 14 s
- Abbremszeit: 13 s
- Kapazität: 24 x 1,5 / 2,0 ml
- Abmessungen: 26,7 x 39,4 x 22,9 cm
- Gewicht: 11,8 kg