

Brilliant Violet 785 anti-mouse TCR beta chain

Armenian Hamster IgG
H57-597

BioLegend
From Revvity



50 µg

Artikel-Nr.: B109249 | **BioLegend** | Herstellernummer: 109249

167,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: H57-597

Format: BV785

Isotype: Armenian Hamster IgG

Species of Origin: Armenian Hamster

Verpackung: 50 µg

Brilliant Violet 785 anti-mouse TCR beta chain

Clone: H57-597

Isotype: Armenian Hamster IgG

Other_Names: TCR-beta chain, TCR-beta, beta-TCR

Size: 50 µg

Reactivity: Mouse

Format: BV785

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Armenian Hamster

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=17614>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>