

Purified anti-mouse CD154 (CD40L)

Rat IgG2a, kappa
SA047C3

BioLegend
From Revvity



500 µg

Artikel-Nr.: B157002 | BioLegend | Herstellernummer: 157002

221,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: SA047C3
Format: PURE
Isotype: kappa, Rat IgG2a
Species of Origin: Rat
Verpackung: 500 µg

Purified anti-mouse CD154 (CD40L)

Clone: SA047C3
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Other_Names: CD40L, gp39, TRAP, T-BAM, TNFSF5, CD40 Ligand
Size: 500 µg

Reactivity: Mouse
Format: PURE
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=17638>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>