

Ultra-LEAF Purified anti-human CD335 (NKp46)

Mouse IgG1, kappa
9E2

BioLegend
From Revvity



1 mg

Artikel-Nr.: B331948 | **BioLegend** | Herstellernummer: 331948

426,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FA, FC

Clone: 9E2

Format: ULEAF

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 1 mg

Ultra-LEAF Purified anti-human CD335 (NKp46)

Clone: 9E2

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: NKp46, NCR1

Size: 1 mg

Reactivity: Human

Format: ULEAF

App_Abbrev: FC, FA

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=18053>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>