

PE anti-human CD44 variant 9 (CD44v9)

Rat IgG2a, kappa
RV3

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B394404 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 394404

224,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: RV3
Format: PE
Isotype: kappa, Rat IgG2a
Species of Origin: Rat
Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD44 variant 9 (CD44v9)

Clone: RV3
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Other_Names: CD44 variant 9, CD44 variant isoform 9
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: PE
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=18007>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>