

APC anti-human/mouse/rat MR1

Mouse IgG1, kappa
8F2.F9

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B396103 | **BioLegend** | Herstellernummer: 396103

93,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: 8F2.F9

Format: APC

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

APC anti-human/mouse/rat MR1

Clone: 8F2.F9

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Major Histocompatibility Complex Class I-related, HLALS

Size: 25 tests

Reactivity: Human, Mouse, Rat

Format: APC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=18026>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>