

Ultra-LEAF Purified Mouse IgG3, kappa Isotype ...

Mouse IgG3, kappa
MG3-35

BioLegend
From Revvity



1 mg

Artikel-Nr.: B401328 | BioLegend | Herstellernummer: 401328

120,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: MG3-35
Format: ULEAF
Isotype: kappa, Mouse IgG3
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 1 mg

Ultra-LEAF Purified Mouse IgG3, kappa Isotype Ctrl

Clone: MG3-35
Isotype: Mouse IgG3, kappa
Other_Names:
Size: 1 mg

Reactivity:
Format: ULEAF
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=17596>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>