

Western-Ready MES SDS-PAGE Running Buffer (10X)

BioLegend
From Revvity



1 L

Artikel-Nr.: B426307 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 426307

62,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: WB
Format: WSTRN_RDY
Verpackung: 1 L

Western-Ready MES SDS-PAGE Running Buffer (10X)

Clone:
Isotype:
Other_Names:
Size: 1 L

Reactivity:
Format: WSTRN_RDY
App_Abbrev: WB
Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=17834>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>