

Biotin anti-mouse LIF

Goat Polyclonal IgG

Poly5232

BioLegend
From Revvity



50 µg

Artikel-Nr.: B523204 | **BioLegend** | Herstellernummer: 523204

225,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: ELISA Detection
Clone: Poly5232
Format: BIOTIN
Isotype: Goat Polyclonal IgG
Species of Origin: Goat
Verpackung: 50 µg

Biotin anti-mouse LIF

Clone: Poly5232
Isotype: Goat Polyclonal IgG
Other_Names: Leukemia Inhibitory factor, HILDA, CDF, DIA, MLPLI
Size: 50 µg

Reactivity: Mouse
Format: BIOTIN
App_Abbrev: ELISA Detection
Species of Origin: Goat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=17973>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>