

Purified anti-ATF1

Rat IgG2a, lambda
W16033B

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B666501 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 666501

81,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: WB
Clone: W16033B
Format: PURE
Isotype: lambda, Rat IgG2a
Species of Origin: Rat
Verpackung: 25 µg

Purified anti-ATF1

Clone: W16033B
Isotype: Rat IgG2a, lambda
Other_Names: ATF1, TREB36
Size: 25 µg

Reactivity: Human, Mouse, Rat
Format: PURE
App_Abbrev: WB
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=17606>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>