

Purified anti-CD133 (Prominin-1)

Mouse IgG2a, kappa
8F2-H6-D6

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B858601 | **BioLegend** | Herstellernummer: 858601

63,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: WB

Clone: 8F2-H6-D6

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 µg

Purified anti-CD133 (Prominin-1)

Clone: 8F2-H6-D6

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: Prom1, Prominin-1, CD133

Size: 25 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: WB

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=17531>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>