

Purified anti-CD133 (Prominin-1)

Mouse IgG2a, kappa
8F2-H6-D6

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B858602 | BioLegend | Herstellernummer: 858602

221,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: WB
Clone: 8F2-H6-D6
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG2a
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-CD133 (Prominin-1)

Clone: 8F2-H6-D6
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Other_Names: Prom1, Prominin-1, CD133
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: WB
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=17531>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>