

Purified anti-mGluR1

Mouse IgG2a, kappa
N75/3

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B861701 | **BioLegend** | Herstellernummer: 861701

50,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: WB

Clone: N75/3

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 µg

Purified anti-mGluR1

Clone: N75/3

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: GRM1, mGluR1, GRM1/5

Size: 25 µg

Reactivity: Human, Mouse, Rat

Format: PURE

App_Abbrev: WB

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=17556>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>