

Purified anti-SMN (Gemin 1)

Mouse IgG1, kappa
2B1

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B862802 | **BioLegend** | Herstellernummer: 862802

165,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: WB

Clone: 2B1

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-SMN (Gemin 1)

Clone: 2B1

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: SMN1, SMN, SMN2, SMNT, GEMIN1

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: WB

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=17579>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>