

Purified anti-Gemin 3

Mouse IgG1, kappa
12H12

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B865501 | **BioLegend** | Herstellernummer: 865501

85,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: WB
Clone: 12H12
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 µg

Purified anti-Gemin 3

Clone: 12H12
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Gemin3
Size: 25 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: WB
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=17692>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>