

APC Mouse IgG2b, kappa Isotype Ctrl

Mouse IgG2b, kappa
MPC-11

BioLegend
From Revvity



500 µL

Artikel-Nr.: B982108 | **BioLegend** | Herstellernummer: 982108

291,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: MPC-11

Format: APC

Isotype: kappa, Mouse IgG2b

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 500 µl

APC Mouse IgG2b, kappa Isotype Ctrl

Clone: MPC-11

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other_Names:

Size: 500 µL

Reactivity:

Format: APC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=14575>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>