

PE/Cyanine7 anti-human CD178 (FasL)

Mouse IgG1, kappa
NOK-1

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B306418 | **BioLegend** | Herstellernummer: 306418

201,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: NOK-1

Format: PE_CYANINE7

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

PE/Cyanine7 anti-human CD178 (FasL)

Clone: NOK-1

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Fas Ligand (FasL), CD95L, TNFSF6, Fas-L

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE_CYANINE7

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=18204>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>