

## MagStrip Magnet Stand

für 12 x 1.5 / 2 ml Tubes



1 Stück

Artikel-Nr.: 220204 | [MagBio](#)

**463,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



### Beschreibung

**Methode:** Magnetische Beads

**Verpackung:** 1 Stück

**Weitere Merkmale:** Zubehör

Der MagStrip Magnet Stand vereinfacht das manuelle Arbeiten mit magnetischen Beads. Der Ständer bietet Platz für 12 Standard 1,5 bzw. 2 ml Mikrozentrifugenröhrchen und ist mit einem starken Magneten ausgerüstet. So können die magnetischen Beads optimal von der Flüssigkeit getrennt werden. Die Trennung dauert ca 30 Sekunden und es verbleiben keine magnetischen Beads in der Flüssigkeit.

**Anwendungen:**

Auf magnetischen Beads basierende manuelle Extraktion und Reinigung von Nukleinsäuren