

YourTaq Hot Start PCR Mix, lyophilized, 2×



200 rxn of 50 µl

Artikel-Nr.: 350202403 | [biotechrabbit](#) | Herstellernummer: BR0202403

149,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Format: Lyophilisiert

High-Fidelity: nein

Hot-Start: ja

Master Mix / Enzym: Master Mix

Multiplex: nein

PCR / RTPCR: PCR

PCR-Optimierung: Standard

Verpackung: 200 rxn of 50 µl

Transport und Lagerung bei Raumtemperatur

- Ultrareine YourTaq DNA Polymerase
- Optimierter Master Mix für hohe Ausbeute
- Höchste Sensitivität und Spezifität