

Probenröhrchen 2.0 ml, farblos, steril, ohne LS

freistehend, graduert, mit GripSeal-Verschluss

DNA-, DNase-, RNase- und Pyrogenfrei



2 Beutel à 250 Stück = 500 Stück

Artikel-Nr.: 710780 | Biozym

119,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: mit TPE GripSeal

Farbe: farblos

Form: freistehend

Graduierung: graduert

Kategorie: Probenröhrchen

Verpackung: 2 Beutel à 250 Stück = 500 Stück

Volumen: 2.0 ml