

PCR TW 8-Tube Strip, 0.2 ml, farblos, steril

Attached Single Optical Caps, High Profile
DNase-, RNasefrei



Beutel à 120 Strips

Artikel-Nr.: 712139 | Biozym

116,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Flachdeckel, mit Deckel, optisch durchlässig

Farbe: farblos

Kategorie: 8er-Streifen

Produktlinie: Premium Line

Profil: High Profile

Verpackung: Beutel à 120 Strips

Volumen: 0.2 ml