

100-well ID Rack, Karton, inkl. 10x10 Stift Divider

LxBxH=133x133x36 mm, wasserfest

Blau mit Klappdeckel, Stift-Divider aus PP



Packung à 4 x 5 Stück (20 Stück)

Artikel-Nr.: 730102B | Biozym

102,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Lager

Farbe: blau

Verpackung: Packung à 4 x 5 Stück (20 Stück)

Für 0.5 ml Tubes und Cryovials