

PCR SingleCap 8er-SoftStrips 0.2 ml, farblich

gemischt, Optical Clear Flat Cap, High Profile

Uncutable, DNA-, DNase-, RNasefrei



5 Beutel à 24 Soft-Strips = 120 Strips

Artikel-Nr.: 710973 | Biozym

83,90 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Flachdeckel, mit Deckel, optisch durchlässig

Eigenschaften: uncutable

Farbe: gemischt

Kategorie: 8er-Streifen

Produktlinie: Classic Line

Profil: High Profile

Verpackung: 5 Beutel à 24 Soft-Strips = 120 Strips

Volumen: 0.2 ml