

100-well ID Rack, Karton, inkl.10x10 Stift Divider

LxBxH=133x133x53 mm, wasserfest

Farblich gemischt, Klappdeckel, Stift-Divider PP



Packung à 4 x 5 Stück (20 Stück)

Artikel-Nr.: 730103G | Biozym

102,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Lager

Farbe: gemischt

Verpackung: Packung à 4 x 5 Stück (20 Stück)

Für 0.5 ml Tubes und Cryovials