

PE anti-mouse CD154 (CD40L)

Rat IgG2a, kappa
SA047C3

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B157003 | **BioLegend** | Herstellernummer: 157003

48,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: SA047C3

Format: PE

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 25 µg

PE anti-mouse CD154 (CD40L)

Clone: SA047C3

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: CD40L, gp39, TRAP, T-BAM, TNFSF5, CD40 Ligand

Size: 25 µg

Reactivity: Mouse

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=18386>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>