

Purified anti-human CD32B/C

Mouse IgG1, kappa
4F5/CD32

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B398402 | **BioLegend** | Herstellernummer: 398402

211,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: 4F5/CD32

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD32B/C

Clone: 4F5/CD32

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: FCGR2B, FCgRIIB, FCGR2C, FCRIIC, IGFR2, CD32

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=18261>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>