

MojoSort Human CD3 T Cell Isolation Kit

BioLegend
From Revvity



200 tests

Artikel-Nr.: B480131 | **BioLegend** | Herstellernummer: 480131

437,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: Cell Sep - Neg

Format: MOJO

Verpackung: 200 Tests

MojoSort Human CD3 T Cell Isolation Kit

Clone:

Isotype:

Other_Names:

Size: 200 tests

Reactivity: Human

Format: MOJO

App_Abbrev: Cell Sep - Neg

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=12227>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>